

「AX45f/Drop8」が「2015年度グッドデザイン賞」受賞

キヤノンライフケアソリューションズとエルクエストが開発した製品「AX45f/Drop8」が、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2015年度グッドデザイン賞」を受賞しました。

■ 2015年度「グッドデザイン賞」受賞製品

「AX45f/Drop8」は、2014年10月に発売した薬剤自動分割分包機 AX45f と錠剤供給ユニット Drop8 のコンビネーションであり、調剤薬局で使用される製品です。

本製品は、PTPシートを錠剤取出ユニットに必要量直接装填することにより、一包化^{※1}で最も大変な PTP シートから錠剤を取り出す作業を自動化し、さらに錠剤の手まき作業の削減を実現しました。錠剤取出ユニットを最大8ユニット同時稼働させることにより一包化作業の大幅な効率化と薬剤師の方の負担の大幅な軽減が期待されます。



AX45f/Drop8
(2014年10月発売)

<審査委員評価コメント^{※2}>

中規模調剤薬局での薬の分包の効率化を目指した商品。一つの袋にさまざまな薬をいれる作業において、薬剤師にとって大きな負担となっている PTP シートから錠剤を取り出す機能をカセットや大きな装置を使うことなく実現することで、中規模薬局への導入を可能にした。機能面の向上に加え、スタイリング、カラーリングの面での進歩を期待したい。

<「グッドデザイン賞」とは>

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の制度です。1957年に通商産業省（現経済産業省）によって創設された「グッドデザイン商品選定制度（通称 G マーク制度）」を発端に、これまで約 60 年にわたり、デザインを通じて日本の産業や生活文化を向上させる運動として展開され、現在では広く認知されています。

今年度の受賞作は、受賞展「グッドデザインエキシビジョン 2015」^{※3}で紹介されます。

※1 飲み忘れや誤飲防止のため、1回に飲む薬をまとめて分包する作業。

※2 グッドデザイン賞事務局からいただいた評価コメントを掲載。

※3 2015年10月30日（金）～2015年11月4日（水）に、東京ミッドタウン（東京都港区赤坂9-7-1）にて開催。

● 報道関係ならびに一般の方のお問い合わせ先：キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

ヘルスケア営業本部 ヘルスケア販売推進部

調剤・ヘルスケア機器販売推進課 03-3814-8229

● キヤノンライフケアソリューションズホームページ：www.canon-lcs.co.jp/